

1560083 - Tork Distributeur pour savon mousse - S4 - blanc - 1 pc



Déscription

Le distributeur de soin pour la peau Tork de la gamme Elevation s'adapte à tout type de sanitaires et peut s'utiliser avec une grande variété de produits de soins de la peau Tork en bouteilles scellées. Il détient la certification « facile à utiliser » et offre une bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs. Les distributeurs Elevation ont un design moderne et fonctionnel qui améliore votre image auprès de vos clients.

Spécifications

Marque	Tork
Dimensions du produit	L 11.3 cm, H 29.2 cm
SKU leverancier	564500 (561500)
Profondeur du produit	11.4 cm
Composition	Matière synthétique
sku	1560083
Couleur	Blanc
Système	S4 - Distributeurs Foam
Type d'emballage	Pièce
Type de dispenser	Distributeur de savon, mousse et gel alcoolisé