

## 1543993 - Ceinture abdominale sécurisée renforcée pour le lit - S/M - 60-110 cm - 1 pc



### Déscription

Identique à la ceinture lit RFB10115 - 10140 , elle possède des sangles de maintien latéral intégrées, pour empêcher les mouvements latéraux. Elle s'utilise avec la sangle pelvienne amovible RFP22000 et les Rallonges RFB10200 et RFB10300.  
Option nécessaire : 3 serrures+ 1 clé

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>Options nécessaires</b>	3 sloten + 1 sleutel
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Catégorie de fixation</b>	Ceintures
<b>Fermeture</b>	Serrures
<b>Largeur ceinture</b>	14 cm
<b>Largeur sangles</b>	Ne s'applique pas
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	S/M
<b>Taille de fixation</b>	S – M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de fixation</b>	Fixation abdominale
<b>Usage de la fixation</b>	Au lit/brancard