

1023379 - 3M™ Coban™ - bandes cohésive - rainbow - 7,5 cm x 4,57 m - 1 x 12 pcs



Déscription

3M™ Coban™ est un bandage élastique réutilisable, en fibres de rayonne, qui ne change pas de position. Il est flexible et offre un soutien uniforme et constant dans toutes les applications, même en hydrothérapie. Coban peut être coupé à la taille voulue. Il est poreux et permet à la peau de respirer. Coban est radiotransparent et peut être stérilisé au gaz.

Spécifications

Marque	3M™
Stérile	Non
Composition	Fibre de rayonne non tissée, polymère synthétique
Auto-adhésif	Oui
Couleur	Arc-en-ciel
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	7,5 cm x 4,57 m
Type d'emballage	Boîte