

1576360 - Tensiomètre digital BM81 - bras supérieur - Easy Lock - 1 pc



Déscription

Le système innovant easyLock vous permet de fixer facilement l'appareil à votre bras avec un ajustement parfait et une prise sûre - sans avoir besoin d'une bande Velcro. Les valeurs mesurées peuvent être facilement transférées vers l'application "beurer HealthManager Pro" et surveillées pendant une longue période. Pas de tuyaux, pas de câbles, mesurez simplement avec précision. Avec une technologie de gonflage, cela offre un confort de mesure ultime grâce à une accumulation de pression douce et un temps de mesure rapide.

Le tensiomètre dispose d'un indicateur de risque à LED avec une classification des mesures avec une échelle à LED de couleur. Indique quand il y a une arythmie et avertit d'éventuelles arythmies cardiaques. Affiche les moyennes de toutes les lectures stockées et la pression artérielle calculée matin/soir au cours des 7 derniers jours. Avec un brassard, vérifiez la position pour vous assurer que le brassard est sur la partie supérieure du bras. Avec l'application gratuite "Beurer Health manager" et "Beurer Health manager pro", vous pouvez surveiller de manière optimale vos valeurs de santé. Livré avec sac de rangement pratique et 5 piles AAA 4,5 V.

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bepat	0.06 EUR
sku	1576360
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres numériques