

**1539433 - MaiMed®-porefix - 8 x 10 cm - stérile - 1 x 25 pcs**



## Déscription

MaiMed® - porefix est un pansement non tissé avec adhésif polyacrylate hypoallergénique, adapté aux peaux sensibles. Le pansement doux est souple, sans latex et respirant. Grâce à son élasticité, il s'adapte à la forme du corps. Le pansement s'absorbe bien et n'adhère pas à la plaie.

Pour le pansement externe des blessures et des plaies post-opératoires. Il peut être retiré facilement et sans douleur après utilisation.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Maimed
<b>Composition</b>	Non-tissé 100% polyester avec couche adhésive en polyacrylate
<b>Compresse</b>	Oui
<b>Perforé</b>	Non
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Taille</b>	8 x 10 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte