

1539644 - Texa® compresses de gaze - stériles - 5 x 5 cm - 40 x 5 pcs



Déscription

Les compresses de gaze **Texa®** sont des pansements de gaze hydrophile, convenant comme pansements traditionnels avec différentes possibilités d'application. Elles sont douces et souples, très absorbantes, respirantes et résistantes à la traction. Les compresses sont faites de 100% coton, contiennent 17-fils et sont plissées chirurgicalement avec une frange en retrait.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Marque | Texa |
| Composition | 100% coton - tissé à 17 fils |
| Stérile | Oui |
| sku | 1539644 |
| Code CNK | 2164-721 |
| Couches | 8 couches |
| Emballer | 40 x 5 pcs |
| Méthode de sterilisation | Oxide d'éthylène |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe Is |
| Taille | 5 x 5 cm |
| Type d'emballage | Boîte |