

1539644 - Texa® compresses de gaze - stériles - 5 x 5 cm - 40 x 5 pcs



Déscription

Les compresses de gaze **Texa®** sont des pansements de gaze hydrophile, convenant comme pansements traditionnels avec différentes possibilités d'application. Elles sont douces et souples, très absorbantes, respirantes et résistantes à la traction. Les compresses sont faites de 100% coton, contiennent 17-fils et sont plissées chirurgicalement avec une frange en retrait.

Spécifications

Marque	Texa
Composition	100% coton - tissé à 17 fils
Stérile	Oui
Couches	8 couches
Emballer	40 x 5 pcs
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Type d'emballage	Boîte