

## 1561313 - Chariot de transport 530 x 900 x 900 mm - 300 kg charge - 1 pc



### Déscription

Chariot de transport en acier revêtu a d'une capacité de charge de 300 kg et à 4 parois. Ce chariot de transport flexible peut être transformé en chariot à 1,23 ou 4 parois.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 90 cm, H 90 cm
<b>Profondeur du produit</b>	53 cm
<b>Composition</b>	Acier revêtu
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce