

1573911 - Tensiomètre digital BC28 - poignet - 1 pc



Déscription

Simple et convivial, c'est ce qui distingue nos tensiomètres au poignet. Ces appareils pratiques s'avèrent être des compagnons extrêmement fiables lors de vos déplacements, vous permettant de vérifier régulièrement votre tension artérielle. Affiche les moyennes de toutes les mesures, par exemple les 7 dernières. Dispose de 2 emplacements de mémoire de 2 x 60 et d'un indicateur de risque avec des couleurs. Affiche la date et l'heure, s'éteint automatiquement et indique lorsque la batterie est faible.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Beurer |
| Taxe Bebat | 0.06 EUR |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de tensiomètre | Tensiomètres numériques |