

## 1576380 - Masque à oxygène ouvert - S - 1 x 25 pcs



### Déscription

AirLife™ Open est un masque à oxygène ouvert qui valorise la fiabilité de l'apport d'oxygène et le confort du patient. AirLife™ Open fournit une solution pour tous vos besoins en oxygène tout au long du continuum de soins de votre patient, plutôt que d'utiliser plusieurs consommables afin de couvrir les besoins en O<sub>2</sub>. La forme unique vous donne l'avantage de pouvoir appliquer des concentrations d'oxygène plus élevées et réduit le risque de réinhalation de dioxyde de carbone - tout en permettant aux patients d'effectuer des activités normales telles que boire, manger et parler.

Le masque ouvert AirLife™ peut être utilisé dans les applications de post OP recovery, obstétrique et les urgences. En raison de la forme et du positionnement uniques de l'ouverture frontale, le masque ouvert AirLife™ est également excellent pour une utilisation pendant les procédures endoscopiques.

#### Avantages:

- **Sécurité** : sa forme unique permet de maintenir des concentrations d'O<sub>2</sub> plus élevées tout en réduisant le risque de réinhaler du CO<sub>2</sub>.
- **Performance** : convient à l'ensemble de la voie d'administration de l'oxygène, utilisant désormais plusieurs dispositifs d'O<sub>2</sub>.
- **Confort** : amélioration de l'observance et de la tolérance grâce à un meilleur ajustement, un débit d'O<sub>2</sub> doux et une ouverture pour **parler, manger et boire**.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Airlife
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Taille</b>	S
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type beademing</b>	Ventilation non invasive