

## 1530642 - Handy vac - extracteur d'ECG



### Déscription

Le nouveau Handy vaq est probablement le plus petit extracteur d'ECG du marché. La pompe silencieuse, puissante et sans entretien est intégrée directement dans le boîtier de commande compact. Grâce aux inserts antidérapants latéraux, vous pouvez saisir le dispositif léger d'une seule main en toute sécurité. Malgré sa compacité, il offre une gamme impressionnante de fonctions. Handy vaq peut être facilement et confortablement utilisé avec seulement trois boutons, qui vous permettent de régler la puissance d'aspiration sur cinq niveaux.

Grâce à sa fixation universelle, il peut être fixé directement sur des ergomètres, des tapis de course, des chariots ou même directement sur un patient, ce qui permet un large éventail d'applications. La solution tout-en-un conviviale et flex-prix Handy vaq facilite votre travail et séduit par son excellent rapport qualité-prix.

### Spécifications

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Marque</b>                    | Mbnet                                    |
| <b>Normes</b>                    | IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 IEC 60601-2-25 |
| <b>EKG catégorie</b>             | Systèmes d'aspiration                    |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I             |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                                    |