

## 1600409 - Chaise de douche/chaise de toilette mobile à l'avant ouvert - hauteur d'assise 53 cm - 1 pc



### Déscription

La chaise de douche/toilette autoportante avec siège souple de **Linido** est une aide qui permet à l'utilisateur de s'asseoir confortablement et en toute sécurité lorsqu'il prend sa douche ou se lave au lavabo. Le fauteuil est livré avec des rails de guidage et peut être utilisé seul, avec un bassin ou un seau disponible en accessoire. De plus, la chaise peut être conduite au-dessus des toilettes.

La chaise de douche/toilette offre un support stable aux utilisateurs moins actifs ayant des jambes faibles, une faible endurance et/ou un mauvais équilibre. Les utilisateurs moins actifs qui sont restés assis sur le fauteuil pendant une longue période ont besoin de plus de soutien et d'assistance lors de la transition de la position assise à la position debout.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2138.1212-00
<b>Hauteur réglable</b>	Non
<b>Roues</b>	Oui
<b>sku</b>	1600409
<b>Catégorie toilette ou douche</b>	Chaise de toilette
<b>Matériel</b>	RVS gepolijst
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce