

**1549619 - Surflash™ - I.V. cathéter - 20G x 32 mm - roze - 1 x 50
pcs**



Déscription

Surflash™ I.V. est composée dans un matériau de haute qualité et favorise l'insertion du cathéter dans la veine. Le cathéter est résistant à la cuisson et est opaque.

Le cathéter est stérile et stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR*FF2032
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Cathéter: polyuréthane + BaSO4• Embase de cathéter: polypropylène + master batch• Goupille de calage: acier inoxydable• Canule (aiguille interne): acier inoxydable• Raccord de l'aiguille: polycarbonate• Filtre à air: membrane filtrante hydrophobe/polyester PVC chloré• étui avec capuchon de couleur: polypropylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
Débit	67 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	0.8 mm
Diamètre externe cathéter	1.1 mm
Couleur	Roze
Dimensions	20G x 32 mm
Dimensions en mm	1,1 x 32 mm
Méthode de sterilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte