


## 1553464 - Ecartement du châssis réglable



### Déscription

Accessoires MOTOmed Letto

#### Caractéristiques

- Installation, ainsi que positionnement rapide et confortable au pied du lit ou au fauteuil de dialyse
- Par un levier, la largeur du châssis peut être réglée de 45,0 à 80,0 (dimension intérieure) à la partie avant
- Pour rendre l'appareil compatibles avec tous les modèles de lit

### Spécifications

**Marque** MOTOmed

**Type d'emballage** Pièce