

## SEN13100A - HFOV 3100A Sensormedics High Frequency Oscillator



### Déscription

Les ventilateurs oscillatoires à haute fréquence (HFOV) de la série 3100 ont fait leurs preuves dans le traitement de l'insuffisance respiratoire chez les nouveau-nés et du SDRA chez les patients pédiatriques et adultes. Les ventilateurs pulmonaires vous permettent d'appliquer une pression distensive continue et des changements minimaux de pression et de volume pour gonfler le poumon et prévenir l'insuffisance respiratoire. Comme l'ont démontré de nombreuses études cliniques et revues par les pairs, les ventilateurs de la série 3100 contribuent à améliorer les soins prodigués aux patients gravement blessés.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Vyaire
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type beademing</b>	Ventilation non invasive
<b>Type d'emballage</b>	Pièce