

## 1571857 - Support de pied - kBox4 Pro



### Déscription

Le support de pied Exxentric est un accessoire pour tous ceux qui veulent tirer le meilleur parti de leur entraînement sur le volant d'inertie du kBox4 Pro. Il est connu pour aider l'utilisateur à changer de direction pendant les exercices. Il peut également être utilisé comme talonnière pendant les squats, ainsi que pour surélever le pied pendant les exercices de presse à mollets. Le support de pied est enduit de poudre, esthétique et léger pour être transporté avec vous chaque fois que vous souhaitez utiliser la kBox4 Pro. Le support de pied mesure 54,5 x 10 x 4,5 cm.

### Spécifications

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Marque                    | Exxentric  |
| Réglementation Européenne | 2001/95/EC |
| Type d'emballage          | Pièce      |