

## 1100342 - Fauteuil de prélèvement - hauteur variable hydraulique - dossier et jambier combiné - 1 pc



### Déscription

Le fauteuil de prélèvement Promotal avec dossier et jambier indépendant offre un confort total aux patients et patientes lors de la prise de sang. La chaise s'adapte de manière flexible à un examen gynécologique, à une prise de sang et peut facilement être mise dans une position demandée. La possibilité de convertir le fauteuil en divan d'examen, en alignant le repose-pieds, l'assise et le dossier, vous permet d'effectuer un examen général ou de reposer le patient. Cette chaise hydraulique offre une flexibilité à 360°, un porte-rouleau de papier côté pied et 2 accoudoirs. Le matériau est constitué d'un revêtement époxy polyester de 80 mm d'épaisseur et ignifuge.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Promotal
<b>Dimensions du produit</b>	L 50 cm, L 160.8 cm
<b>Roues incluses</b>	Non
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Hauteur</b>	55-75 cm
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Oui
<b>Composition</b>	Revêtement: revêtement époxy polyester
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>Nombre de parties</b>	3-parties
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	200 kg
<b>Réglage de la hauteur</b>	Hydraulique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce