

1550449 - BD Integra™ - 22G x 1 1/2" - noir - 1 x 100 pcs



Déscription

La seringue BD Integra™ est conçue pour avoir un volume d'espace vide nettement inférieur à celui d'une seringue et d'une aiguille Luer Lock traditionnelles, ce qui peut entraîner moins de gaspillage de médicaments. Il donne également au clinicien le choix du moment d'activer la fonction de sécurité - avant ou après avoir retiré l'aiguille.

Spécifications

Marque	BD
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Longueur de l'aiguille	40 mm
Diamètre aiguille	0.7 mm
Mécanisme de sécurité	Oui
Couleur	Noir
Dimensions	22G x 1 1/2"
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte