

1574802 - LR 210 humidificateur - 1 pc



Déscription

Avec le nouveau purificateur d'air, vous pouvez filtrer la poussière domestique, les poils d'animaux, les odeurs, le pollen, les particules et un grand nombre de bactéries et de virus de l'air. L'air est nettoyé au moyen d'un système de filtre à trois couches (préfiltre + filtre à charbon actif + filtre HEPA) et de filtres pour les acariens, les poils d'animaux, le pollen, les bactéries et les virus.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 38.8 cm, L 42.8 cm
SKU leverancier	69300
Profondeur du produit	14.5 cm
Puissance d'humidification	200 milliliter per hour
sku	1574802
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce