

1539441 - MaiMed®-porefix transparent - 10 x 20 cm - 1 x 25 pcs



Déscription

MaiMed®-porefix transparent est un pansement transparent post-opératoire avec coussin pour plaie qui tient grâce à un adhésif respectueux de la peau. Avec un film transparente très fin en polyuréthane.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Marque | Maimed |
| Composition | PU |
| Sans latex | Oui |
| Compresse | Oui |
| Perforé | Non |
| Stérile | Oui |
| Couleur | Transparent |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe Is |
| Taille | 10 x 20 cm |
| Type d'emballage | Boîte |