

## 1603619 - 3M™ Attest™ Rapid indicateur biologique - 1 x 50 pcs



### Déscription

Indicateur biologique 3M™ Attest™ Rapid à utiliser dans les stérilisateur à la vapeur ayant des cycles à 121 ou 134 °C avec pré-vidé et des cycles à 121/123 °C avec pré-traitement par gravité. Il y a 50 pcs par carton et le tube est muni d'un bouchon marron. L'indicateur biologique 3M™ Attest™ Rapid est composé de véritables indicateurs biologiques, qui apportent des résultats clairs, faciles à interpréter.

- Il diminue les temps de quarantaine, car il permet la détection rapide et efficace d'un échec du procédé de stérilisation (3 heures)
- Système autonome, réduisant le risque de faux positifs dus à la contamination
- La lecture automatique affiche un résultat sans ambiguïté OUI/NON, SUCCÈS/ÉCHEC

### Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Normes</b>	ISO 11138
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Boîte