

## 1539648 - Texa® compresses de gaze - stériles - 7,5 x7,5 cm - 40 x 5 5 pcs



### Déscription

Les compresses de gaze **Texa®** sont des compresses stériles de gaze hydrophile, convenant comme pansements traditionnels avec différentes possibilités d'application. Elles sont douces et souples, très absorbantes, respirantes et résistantes à la traction. Les compresses sont faites de 100% coton, contiennent 17-fils et sont plissées chirurgicalement avec une frange en retrait.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Composition</b>	100% coton - tissé à 17 fils
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Code CNK</b>	2164-754
<b>Couches</b>	8 couches
<b>Emballer</b>	40 x 5 pcs
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille</b>	7,5 x 7,5 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte