

## 1019491 - Lames de bistouri n° 12 avec manche - stériles - 1 x 10 pcs



### Déscription

Les bistouris standards stériles jetables, conditionnés individuellement sur un plateau et disponibles en boîte de 10, peuvent être dotés des lames suivantes : 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Le dernier modèle porte une mesure graduée sur le dos du manche (à titre indicatif seulement) pour montrer notre gamme de manche en métal inoxydable et porte le symbole CE qui apparaissait auparavant sur l'emballage extérieur du produit.

Les bistouris stériles sont emballés individuellement dans un nouveau plateau thermoformé transparent offrant une meilleure visibilité du produit et développés pour une coupe chirurgicale nette et droite. Lors de l'ouverture de l'emballage, le scellé change de couleur, indiquant ainsi si l'intégrité du paquet a été transgressée et assurant à l'utilisateur la stérilité au moment de son utilisation.

## Spécifications

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Marque</b>                    | Swann Morton                                    |
| <b>Composition</b>               | Bistouri: acier inoxydable, manche: polystyrène |
| <b>Stérile</b>                   | Oui   |
| <b>Sans latex</b>                | Oui   |
| <b>Normes</b>                    | ISO 13485:2016                                  |
| <b>sku</b>                       | 1019491   |
| <b>Numéro du bistouri</b>        | 12  |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa                  |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte   |