

1543545 - MP 41 set de manucure/pédicure - 1 pc



Déscription

Set manucure **Beurer**- pédicure, avec 7 accessoires différents. Deux vitesses de rotation possibles réglables, adaptateur secteur et pochette de rangement pratique inclus. Avec une lumière LED et une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre réglable.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 4 cm, H 4 cm, L 15 cm
SKU leverancier	57211
Type d'emballage	Pièce