

1003070 - Bas jersey pour enfant bras/jambe - S - 10 m - 1 pc



Déscription

Le bandage tubulaire souple rembourré tg offre un rembourrage efficace pour les bandages de soutien de petite et grande taille. Il convient parfaitement à l'immobilisation ciblée. Son tissu éponge doux et élastique adhère au plâtre et assure ainsi une application simple et individualisée.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	85 % coton, 15 % elastane
Couleur	Blanc
Groupe cible	Adultes Enfants
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	S
Type d'emballage	Pièce