

1539714 - Autoclave B Classic 22 - 22 litres



Déscription

L'autoclave B Classic a été conçu dans le but de simplifier le travail des utilisateurs et d'optimiser le temps et les coûts. Son excellente qualité et sa fonctionnalité vous garantissent un très haut niveau de sécurité et de fiabilité. Facile à utiliser, il vous permet de surveiller en permanence chaque cycle de stérilisation. Le stérilisateur est disponible en deux volumes (17 et 22 litres) avec des dimensions extérieures identiques pour tous les volumes. Il est également doté d'un écran à cristaux liquides monochromatique et d'un clavier.

Spécifications

Marque	Mocom
Poids du produit	51 kg
SKU leverancier	7A211000
Nombre de plateaux	5
Dimension extérieure (L X H x P)	481 x 500 x 600 mm
Dimensions intérieures	250 x 450 mm
Possibilité de connecter une imprimante	Oui
Autonomie	6 à 10 cycles
Type d'emballage	Pièce
Volume	22 L