

1544864 - Molift Smart 150 - lève-personne passif - 1 pc



Déscription

Léger, pliable et transportable sans outils

Molift Smart 150 est conçu pour être facilement déplacé sur roues et transporté là où il est nécessaire. Il est conçu pour les soins à domicile, les déplacements et un stockage facile. Le Molift Smart est pliable en une seule pièce sans utiliser d'outils.

Poids léger et construction unique

Grâce à son poids léger, son faible encombrement et sa construction unique, Molift Smart 150 est facile à manœuvrer, même dans les espaces étroits.

Transfert confortable et sûr

La plage de levage de 27 à 168 cm offre une excellente hauteur de levage maximale tout en étant très basse, ce qui facilite le levage depuis le sol. L'étrier standard à 4 points assure une position de levage confortable et spacieuse pour l'utilisateur.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Molift |
| Poids du produit | 26 kg |
| Taxe Bemat | 0.06 EUR |
| Composition | Alluminium et acier |
| Poids maximal de l'adulte | 150 kg |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |