

## 1532514 - Tabliers de protection - non-tissé - 105 x 135 cm - bleu - 1 x 100 pcs



### Déscription

Les tabliers de protection non-tissés sont confortables et légers, la matière est très respirante. Les tabliers ont de poignets élastiques et rubans à nouer à la taille. Il est porté par-dessus les vêtements par les soignants et les visiteurs et protège les patients des infections extérieures. Convient pour un usage unique.

### Spécifications

<b>Dimensions du produit</b>	L 105 cm, H 135 cm
<b>Composition</b>	Non-tissé polypropylène 17gr/m <sup>2</sup>
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Taille</b>	Universelle
<b>Type d'emballage</b>	Boîte