

## 1006859 - Eucerin pH5 crème pour les mains - 75 ml - 1 pcs



### Déscription

Active les protections naturelles de la peau grâce au système pH5 EnzymeProtection. Une crème douce et efficace pour les mains qui active les défenses naturelles de la peau.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beiersdorf
<b>Tube</b>	Oui
<b>Système de pompage</b>	Non
<b>Ingrédients</b>	Aqua, Glycerin, Hydrogenated Coco-Glycerides, Panthenol, Stearyl Alcohol, Triisostearin, Cetyl Alcohol, Palmitic Acid, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Citric Acid, Sodium Citrate, Tocopherol, Sorbitan Stearate, Chondrus Crispus Extract, Tapioca Starch, Myristic Acid, Arachidic Acid, Oleic Acid, Xanthan Gum, Dimethicone, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Pentylene Glycol, Phenoxyethanol, Parfum
<b>Contenu</b>	75 ml
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Valeur pH</b>	5.0 - 6.5