

## 1010065 - Bassin de lit - pantoufle - oval - avec couvercle - 2000 ml - 1 pc



### Déscription

Un bassin de lit ovale en plastique de forme ergonomique à utiliser dans les lits d'hôpitaux ou les maisons de retraite. Le bassin peut être stérilisé en autoclave.

### Spécifications

<b>Couverture</b>	Oui
<b>Autoclavable</b>	Oui
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce