

## 1575204 - Porte-cylindre Mobilyzer pour porte-pompe avec cage - diam. 105 mm



### Déscription

Accessoire pour la perche à perfusion Mobilyzer. Le Mobilyzer se caractérise par son cadre et sa base spécifiques. Grâce à la base à cinq roues, le patient bénéficie d'une stabilité maximale. Le guidon est facile à régler en hauteur pour que les enfants puissent également utiliser le Mobilyzer.

### Spécifications

<b>Marque</b>	TechniCare
<b>Normes</b>	EN 1985 EN 12182
<b>sku</b>	1575204
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce