

## 1545281 - Melgisorb® Plus mèche 3 x 45 cm - stérile - 5 pcs



### Déscription

Melgisorb® Plus est un pansement d'alginate souple et flexible qui peut absorber de grandes quantités de sang et de liquide dans les plaies ouvertes. En absorbant l'exsudat, les fibres d'alginate forment un gel mou et humide, créant un environnement humide qui favorise la cicatrisation des plaies. Le gel peut être facilement retiré par irrigation avec une solution saline à 0,9 %.

Il peut être coupé à la taille voulue et est un pansement non sensibilisant destiné à une variété de plaies infectées ou non. Le pansement a un fort pouvoir d'absorption et retient les fluides pour réduire la macération de la plaie. Il ne colle pas à la plaie ni à la peau qui l'entoure.

Traitement des escarres, des ulcères veineux ou artériels, des ulcères du pied diabétique, des sites de don, des plaies et lésions cutanées postopératoires et autres plaies externes résultant d'un traumatisme.

Il peut être coupé à la taille voulue et est un pansement non sensibilisant destiné à une variété de plaies infectées ou non. Le pansement a un fort pouvoir d'absorption et retient les fluides pour réduire la macération de la plaie. Il ne colle pas à la plaie ni à la peau qui l'entoure.

Traitement des escarres, des ulcères veineux ou artériels, des ulcères du pied diabétique, des sites de don, des plaies et lésions cutanées postopératoires et autres plaies externes résultant d'un traumatisme.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Mölnlycke
<b>Composition</b>	Fibre d'alginate en sodium et de calcium, solution saline à 0,99%
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1545281
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
<b>Taille</b>	3 x 45 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte