

1609868 - Gobelet sans couvercle - gradué - 125 ml - 1000 pcs



Déscription

Découvrez ce solide verre transparent fabriqué en polypropylène, résistant aux chocs et exempt d'échardes. Les graduations assurent un suivi précis lors de la collecte et du stockage des échantillons d'urine

Spécifications

Marque	med_labo_service
Dimensions du produit	H 6.8 cm
Composition	Polypropylène
Contenu	125 ml
Réglementation Européenne	IVDR 2017/746
Type d'emballage	Boîte