

1577179 - Matelas bubblepad - sans compressor - 200 x 88 x 7 cm - pompe - 1 pc



Déscription

Ce matelas à pression convient à une utilisation à long terme pour prévenir les escarres de niveau I. Le matelas est destiné à réduire la pression sur les tissus et à améliorer la circulation sanguine. De plus, le matelas est très adapté à un usage et à une installation à domicile, la pompe s'adapte aux besoins du patient en fonction de son poids. Le matelas est équipé de crochets pour la fixation au bout du lit. Convient aux patients pesant jusqu'à 110 kg.

Spécifications

Composition	PVC
Normes	EN ISO 14971 : 2019, EN ISO 15223-1 : 2017, NF EN ISO 1041 : 2013
sku	1577179
Couleur	Beige
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce