

## 1551089 - Lubrifiant - gel K.Y. - monodose 5 gr - 1 x 48 pcs



### Déscription

Gel lubrifiant transparent K.Y. et inodore et est sans graisse et à base d'eau. Applicable comme conducteur pour l'imagerie par ultrasons.

### Spécifications

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Marque</b>           | Reckitt   |
| <b>Composition</b>      | aqua, glycerin, propylene glycol, hydroxyethylcellulose, methylparaben, sodium phosphate, disodium phosphate, propylparaben, tetrasodium EDTA |
| <b>sku</b>              | 1551089   |
| <b>Type d'emballage</b> | Boîte   |