

1551089 - Lubrifiant - gel K.Y. - monodose 5 gr - 1 x 48 pcs



Déscription

Gel lubrifiant transparent K.Y. et inodore et est sans graisse et à base d'eau. Applicable comme conducteur pour l'imagerie par ultrasons.

Spécifications

Marque

Reckitt

Composition

aqua, glycerin, propylene glycol, hydroxyethylcellulose, methylparaben, sodium phosphate, disodium phosphate, propylparaben, tetrasodium EDTA

Type d'emballage

Boîte