

## STR2570009 - DT80-DT100 electrode 1,30 m - 1 pc



### Déscription

DT80/DT100 electrode avec cable de 1,30 m de longueur.

Disponible par pièce.

Codage couleur à appliquer par l'utilisateur.

Autocollants de couleur pour codage visuel disponible sous la référence STR2570012.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Strässle
<b>Normes</b>	EN ISO 14971 EN 980 EN ISO 1041 EN ISO 13485:2016
<b>sku</b>	STR2570009
<b>EKG catégorie</b>	Electrodes & accessoires ECG
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce