

1558697 - Pèse-personne digitale à colonne avec analyse de graisse corporelle et BMI BF1000 - 200 kg - 1 pc



Déscription

Avec un total de 8 électrodes pour les mains et les pieds et la mesure croisée spéciale, il affiche également la graisse corporelle, la graisse viscérale et l'eau corporelle, le pourcentage musculaire, la masse osseuse et les besoins en calories en plus de votre poids. Fournit une analyse détaillée de tout le corps avec une connexion à l'application, y compris une mesure croisée à 8 électrodes. Espace mémoire pour 10 utilisateurs et 30 espaces mémoire de mesure, avec une technologie de mise en marche.

- Arrêt automatique
- Indicateur de surcharge
- Capacité de charge maximale : 200 kg
- Y compris l'application gratuite "beurer HealthManager Pro" ou Beurer HealthManager : suivez les valeurs de mesure et les données corporelles à tout moment

Spécifications

Marque	Beurer
Mémoire	Oui
Calibré	Non
Poids max.	200 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Oui
Taxe Bemat	0.06 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Composition	Tige: aluminium, électrodes: acier inoxydable
sku	1558697
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	50 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes numériques avec mesure du taux de graisse corporelle