

1207637 - Pince hémostatique Mosquito - dentelée - droite - 12,5 cm - 1 pc



Déscription

La pince médicale Halstead Mosquito est une pince artérielle dentelée et rectiligne, utilisée pour clamper brièvement ou immobiliser les vaisseaux sanguins sectionnés. Ces pinces sont en acier inoxydable et donc stérilisables.

Spécifications

Marque	Nopa
Dimensions du produit	L 12.5 cm
Dents	Oui
Composition	Acier inoxydable
Forme des instruments	Droit
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Type d'emballage	Pièce
Type de pince	Mosquito