

## 1574177 - HUMAN TECAR MAT - Rocker Round Base for Rocking Box (3)



### Déscription

Caractéristiques : utilisé individuellement comme base inclinable instable ou à appliquer sur les rocking box. Le Rocker Round Base a un diamètre de 75 cm.

Utilisation : exercices proprioceptifs.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Unibell
<b>sku</b>	1574177
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce