

1559845 - Gants d'examen Vinyl - non-stérils - poudrés - transparent - L - 10 x 100 pcs



Déscription

Gants Texa® vinyle poudrés non-stériles et AQL 1.5. Les gants conviennent comme protection de base contre les infections croisées pour le patient et l'utilisateur. Particulièrement adapté aux personnes allergiques au latex, un design ergonomique pour un maximum de confort à usage unique.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Texa |
| Poudré | Oui |
| Longueur de la manchette | 24 cm |
| Composition | Vinyle |
| Conforme à la norme HACCP | Oui |
| sku | 1559845 |
| Couleur | Blanc |
| Méthode de stérilisation | Non applicable |
| Niveau de qualité | AQL 1.5 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Stérile | Non |
| Taille | L |
| Type d'emballage | Carton |