

1543706 - Pillow Compact standard avec taie en velours doux-blanc - 1 pc



the
pillow®

COMPACT - STANDAARD

Déscription

Oreiller orthopédique avec la forme unique en 3 parties. Le coussin est conçu de manière à ce que le rouleau pour le cou fournisse la traction nécessaire sur les vertèbres cervicales. En outre, la section centrale flexible permet à la colonne vertébrale de conserver sa forme naturelle en S en position couchée. En position couchée, les sections latérales hautes garantissent que la colonne vertébrale est dans une position neutre non chargée.

La version standard Compact a une couche supérieure en caoutchouc naturel et est livrée dans un sac de rangement de luxe. Comprend une couverture en velours doux.

Spécifications

Marque	Meijers
Dimensions du produit	L 31 cm, H 14 cm, L 54 cm
Composition	Caoutchouc naturel
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Version	Standard