


1554083 - ECCENTRON



Déscription

Eccentron™ est la méthode de développement de la force excentrique la plus efficace de manière autonome. L'Eccentron™ joue un rôle majeur dans la réadaptation et les programmes de développement athlétique.

Travail en chaîne cinétique fermée et en excentrique. Lorsque les pédales se déplacent vers le patient, celui-ci résiste en appliquant une force sur les pédales. Parce que l'amplitude de la force produite par le moteur dépasse celle produite par le patient, les extenseurs de jambe fonctionnent de manière excentrique (allongement), créant un travail négatif.

Caractéristiques

- Résiste jusqu'à 340 kg (330 N par jambe)
- Plage de vitesse réglable de 12 à 48 répétitions par minute
- Faible hauteur de marche
- Écran tactile HD 22"
- Logiciel convivial facile à utiliser
- Télécommande pour arrêt d'urgence
- Objectifs et progressions optimales individualisées aux besoins des patients
- Session détaillée et rapports d'entraînement
- Le siège réglable accueille confortablement les patients de 143 cm à 203 cm
- Traitez les patients avec différents niveaux

Spécifications

Marque	BTE
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce