

## 1559544 - Dover - standard - foley sonde - avec ballon - 10 ml - silicone - 42 cm - Ch 16 - 1 x 10 pcs



### Déscription

Sonde de Foley à 2 voies avec ballonnet de 5 ml 100 % silicone et durée de vie maximale de 6 semaines. La sonde réduit le risque d'allergie au latex.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Cardinal Health
<b>Longueur de la sonde</b>	42 cm
<b>Composition</b>	100% Silicone
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 16
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Sex</b>	Unisex
<b>Type d'emballage</b>	Boîte