

1550381 - MG 151-1 3D appareil massage - 1 pc



Déscription

Le coussin de massage shiatsu crée une atmosphère relaxante à la maison comme si vous étiez au spa avec des têtes de massage 3D qui vous offrent un traitement vraiment efficace. Que ce soit sur vos épaules, votre cou, votre dos ou vos jambes, l'appareil est très multifonctionnel. Avec 3 niveaux d'intensité et facile à utiliser avec l'élément de commande et l'arrêt automatique. Le matériau extérieur est en cuir.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 18 cm, H 13 cm, L 104 cm
SKU leverancier	64308
Fonction de chaleur	Oui
Nombre de têtes de massage	8
sku	1550381
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce