

**1533338 - Manchette jambe Hydroven 3 - 3 compartiments - 92 cm -
1 pc**



Déscription

Toutes les manchettes Hydroven sont fabriquées à partir d'un matériau doux et résistant. Doublure intérieure souple pour un confort maximal du patient. Le brassard peut se dilater vers l'intérieur pour épouser les contours de chaque membre. La section du pied gonflable distribue la pression autour du pied pour assurer la circulation sanguine pendant le traitement.

Spécifications

Marque	Huntleigh
Circonférence cuisse	72 cm
Circonférence mollet	56 cm
sku	1533338
Longueur	92 cm
Membre	Jambe (standard)
Nombre de compartiments	3 compartiments
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'accessoire	Brassard
Type d'appareil	Hydroven
Type d'emballage	Pièce