

## 1208054 - Porte-aiguille Mayo-Hegar - TUC (dorée) - 16 cm - 1 pc



### Déscription

Avec sa forme fine et sa tête courte, le porte-aiguille est particulièrement adapté à la mise en place de ligatures en profondeur dans la zone chirurgicale. Tête courte avec zone de préhension nervurée. Sillon sanguin double face, forme rectiligne. Peut être désinfecté et stérilisé. Le porte-aiguille Mayo-Hegar est disponible en différentes longueurs.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Nopa
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>sku</b>	1208054
<b>Qualité instruments</b>	Chirurgical
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
<b>Taille</b>	16 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type porte-aiguilles</b>	Porte-aiguilles