

## 1549714 - Eyemax2 Protection oculaire photothérapie néonatale - Regular - taille 33 - 38 cm - 1 x 20 pcs



### Déscription

#### Confort et protection optimaux pendant les traitements de photothérapie

Le EyeMax 2 sans latex offre un confort et une protection optimaux aux patients pendant les traitements de photothérapie. La conception enveloppante d'une seule pièce comporte deux points de fixation qui peuvent être réglés indépendamment, ce qui permet d'éviter tout mouvement indésirable et d'obtenir un ajustement parfait. Le coussinet spécial de protection oculaire contre les rayons ultraviolets a été conçu de manière ergonomique pour éviter les fuites de lumière.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Maxtec
<b>SKU leverancier</b>	R300P01
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016 (ISO 13485:2016) EN ISO 14971:2019 (ISO 14971:2019) BS EN ISO 20417:2021 EN ISO 15223-1:2016 (ISO 15223-1:2016, Corrected Version 2017-03) EN ISO 10993-1:2009 (ISO 10993-1:2009)
<b>sku</b>	1549714
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	Regular
<b>Taille</b>	33 - 38 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte