

**1559101 - 3M™ Littmann® Cardiology IV™ stéthoscope - noir -
noir matte - pourpre - 1 pc**



Déscription

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™ est conçu pour les médecins qui souhaitent une qualité de son supérieure et exceptionnelle et un stéthoscope polyvalent (adulte et pédiatrique). Il présente un design innovant et une membrane double fréquence en une seule pièce sur chaque côté du pavillon.

Spécifications

Marque	3M™
Poids du produit	0.177 kg
Digital	Non
Membrane réglable	Oui
Longueur du tube	69 cm
Composition	Fibre de verre epoxy
Application	Cardiologie
Construction binaurale	Double tube
Couleur	Noir
Couleur de la poignée	Pourpre
Finition du pavillon	Noir Matte
La technologie du pavillon	Double face
Performances acoustiques	9-10
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de stéthoscope	Cardiology IV