

## 1543405 - Tensiomètre digital BC30 - poignet - mesures de poignet 13,5-19,5 cm - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre numérique entièrement automatique pour le poignet peut être utilisé par 2 personnes en même temps. Cela vous permet d'effectuer facilement des mesures régulières, un indicateur de risque affiche les résultats. Affiche la moyenne des 3 dernières mesures et dispose de 2 x 60 cartes mémoire. Affiche la date et l'heure et s'éteint automatiquement, avec un indicateur de batterie. Le tensiomètre indique quand la mesure n'a pas été effectuée correctement

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Beurer                       |
| <b>Taxe Bepab</b>                | 0.06 EUR                     |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |
| <b>Type de tensiomètre</b>       | Tensiomètres numériques      |